



Excelencia en esterilización.



# *Centro de Esterilización de Baja Temperatura*





## QUIEN ES EL CEBaT®:

El CEBaT® (Centro de Esterilización en Baja Temperatura) es el **PRIMER** servicio integral para la esterilización a base de Peróxido de Hidrógeno en México utilizando totalmente el protocolo STERIS, certificando la **esterilización total** de los dispositivos médicos y científicos en general.

A su vez, CEBaT® también posee la tecnología para la **ALTA DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL** a nivel **esterilización** de áreas tales como quirófanos, laboratorios y en general cualquier espacio susceptible a este procedimiento, también bajo el protocolo STERIS por medio de vapor no condensado de Peróxido de Hidrógeno.

Excelencia en Esterilización

Excelencia en Esterilización




Su esterilización  
en nuestras manos.



# Esterilización de Dispositivos

1



## *Recolección de los dispositivos en sitio.*

Consiste en la programación y recolección por medio de personal calificado, mediante charolas adecuadas para su transporte.

2



## *Sanitización de los dispositivos.*

Una vez que arriba al CEBaT se procede a lavar y descontaminar minuciosamente el instrumental y/o dispositivo para su correcta esterilización.

3



## *Empacado y esterilización.*

Se envasa y esteriliza el dispositivo, utilizando para ello la tecnología de STERIS a través del modelo V-PRO 1 Plus y sus consumibles.

4



## *Almacenaje y certificación.*

Durante la elaboración del certificado del resultado de las pruebas físicas, químicas y biológicas el dispositivo permanece dentro del área blanca de la CEyE.


5




## *Entrega de los dispositivos en sitio.*

Entregamos su dispositivo totalmente esteril, hermético y adecuado para ser utilizado en su requerimiento.

# Alta Descontaminación de Áreas




1



## *Cálculo del área.*

Se hacen los cálculos de área a esterilizar para el volumen de agente esterilizante y ubicación de controles químicos y biológicos.

2



## *Se transporta el equipo al área a esterilizar.*

Por medio de personal calificado es transportado a sus instalaciones nuestro VHP Victory.

3



## *Preparación del área.*

Procedemos a sellar puertas, ventanas y boquillas de aire dentro del área y se colocan los controles como testigos de esterilización.

4



## *Alta descontaminación y esterilización.*

Se realiza la esterilización, monitorizado vía remota, hasta lograr el aniquilamiento total de toda forma de vida microbiana por medio del vapor (no condensable) de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

5



## *Certificados de calidad.*

Elaboramos los certificados de esterilización en relación a los resultados de nuestros controles.



*¡Póngase en contacto con  
nosotros y descubra cómo  
la eficiencia del  
desempeño de CEBaT®  
hace la diferencia!*

Centro de Esterilización de Baja Temperatura

---

Pirineos 255, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México D.F.

[www.cebat.mx](http://www.cebat.mx)  
01 (55) 5539 3989

